

Зонди ФЛОКАР/FLOCARE®

Назогастральний поліуретановий зонд

довготривалого застосування для введення ентерального харчування



- матеріал - поліуретан
- струна провідник
- рентгенконтрастні лінії
- сантиметрова шкала
- бічні отвори на дистальному кінці
- наконечник Енфіт

- тривале використання (до 6-8 тижнів)
- збереження еластичності протягом всього терміну використання
- адаптація до форми стравоходу
- зниження ризику травматизації
- легке встановлення
- контроль правильного положення зонда
- мінімізація ризиків закупорки зонда
- безпека з'єднання елементів системи для введення ЕХ



CH



Назоінтестинальний поліуретановий зонд Флоклар Бенгмарк

довготривалого застосування для введення ентерального харчування



- матеріал - поліуретан
- струна провідник
- рентгенконтрастні лінії
- сантиметрова шкала
- бічні отвори на дистальному кінці
- запатентована спіраль Бенгмарк
- закруглений наконечник з покриттям Гідромер
- наконечник Енфіт

- тривале використання (до 6-8 тижнів)
- збереження еластичності протягом всього терміну використання
- адаптація до форми стравоходу
- зниження ризику травматизації
- легке встановлення
- контроль правильного положення зонда
- мінімізація ризику закупорки зонда
- самостійне проникнення* і оптимальна фіксація в тонкій кишці
- безпека з'єднання елементів системи для введення ЕХ



CH

10
145 cm

Гравітаційні системи ФЛОКАР/FLOCARE®

Гравітаційні набори для введення ентерального харчування

забезпечує інфузійні (крапельні) введення ентерального харчування з пляшки та/або пакету через зонд або гастростому



- інфузійне введення ЕХ
- сумісно з пляшками і пакетами
- крапельна камера
- роликотий затискач
- додатковий медичний порт
- наконечник Енфіт

- У порівнянні з болюсним годуванням:
- регулювання швидкості і часу подачі харчування
 - можливість введення ліків і промивання без порушення асептичного підключення
 - безпека з'єднання елементів системи для введення ЕХ



Система ENFit розроблена для безпечного з'єднання різних видів медичних виробів (зондів, гастростом, наборів) для введення ентерального харчування згідно ISO 80369-3.

ЕХ – ентеральне харчування;

*моторикою шлунку протягом 8-12 годин

Основні позначення

Без фталатів

У шлунок

Повторно не використовувати

Використання до 6-8 тижнів

Сертифіковано

У тонку кишку

Використання не більше 24 годин

Розмір за Шар'єром

Набір для встановлення гастростоми ФЛОКАР/FLOCARE®

Набір для встановлення перкутанної ендоскопічної гастростоми (П.Е.Г.)

для первинного розміщення безпосередньо в шлунку для тривалого годування



Набір комплектуючих:

- прозорий поліуретановий зонд:
 - рентгеноконтрастна лінія
 - внутрішній утримуючий диск
 - наконечник з покриттям Гідромер
 - сантиметрова шкала
- зовнішній силіконовий диск
- клема-запобіжник
- скальпель
- голка-провідник з троакаром
- провід з петлею
- коннектор Енфіт

У порівнянні з годуванням через зонд:

- комфорт і ефективність годування
- полегшення догляду
- мобільність пацієнта
- контроль розміщення Г-трубки
- установка по методиці Пулл під контролем ендоскопа без відкритого абдомінального втручання і загальної анестезії
- безпека з'єднання елементів системи для введення ЕХ



CH 10 14 18

Гастростома ФЛОКАР/FLOCARE®

Гастростомічна трубка для ентерального годування (Г-трубка)



- матеріал - силікон
- внутрішній утримуючий балон
- рентгеноконтрастна мітка
- сантиметрова шкала
- силіконовий зовнішній диск для фіксації
- встановлення в сформовану стому
- наконечник Енфіт

У порівнянні з годуванням через зонд:

- комфорт і ефективність годування
- полегшення догляду
- мобільність пацієнта
- контроль розміщення Г-трубки
- встановлення і заміна не вимагає госпіталізації
- безпека з'єднання елементів систем для введення ЕХ



CH 10 14 18 20

Зонд Флокар Бенгмарк / Flocare Bengmark® PEG/J

Зонд Бенгмарк для ендоскопічного розміщення в тонкому кишківнику за допомогою ПЕГ Flocare CH 18



- матеріал - синій непрозорий рентгеноконтрастний поліуретан
- струна провідник
- запатентована спіраль Бенгмарк
- антена наконечник з 2-ма бічними отворами
- Y-подібний конектор
- наконечник Енфіт

- тривале використання (до 6-8 тижнів) збереження еластичності протягом всього терміну використання
- контроль правильного положення зонда
- мінімізація ризиків закупорки зонда
- самостійне проникнення* і оптимальна фіксація в тонкій кишці
- зниження ризику травмування та полегшення встановлення
- безпека з'єднання елементів системи для введення ЕХ

*моторикою шлунку протягом 8-12 годин



CH 18

Матеріал призначений для медичних працівників

Докладніше дивіться на сайті: <https://medical.nutricia.ua/>

Лінія підтримки в Україні: +38 0505 06 0505 (9:00-18:00, вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку)

Юридична адреса ТОВ з іноземними інвестиціями «Нутріція Україна»: Україна, 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корпус 2.

NUTRICIA
flocare®